

Microscopio Monocular Biológico

Código: PB-100

Marca: Alltion



Equipamiento		Modelo PB-100
Cabezal	Cabezal monocular inclinado a 30°	✓
	Rotable en 360°	✓
Objetivos Acromáticos	4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65	✓
	100X/1.25(Oil) (S)	✓
Oculares	WF 10X 18mm	✓
Cabezal	Monocular	✓
Revolver	Cuádruple	✓
Platina	Platina + Carro móvil 50mm×70mm	✓
Enfoque	Ajuste de enfoque Coaxial	✓
Condensador	Condensador ABBE NA 1.25, diafragma iris	✓
Fuente Iluminación	Lámpara halógena 6V/20W, intensidad de luz variable. 2 Lámparas halógenas OSRAM, de repuesto, incluidas	✓
Requerimiento Eléctrico	220V / 50Hz	✓