

Microscopio Binocular Biológico

Código: PB-200

Marca: Alltion



Equipamiento		Modelo PB200
Cabezal	Cabezal binocular inclinado a 30°	✓
	Rotable en 360°	✓
Objetivos Acromáticos	4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65	✓
	100X/1.25 (Oil) (S)	✓
Oculares	WF 10X-18mm	✓
Cabezal	Binocular Ajuste interpupilar 55mm-75mm, tipo Siedentopf Corrección de dioptría	✓
Revolver	Cuádruple	✓
Platina	Platina + Carro móvil 50mm x 70mm	✓
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial	✓
Condensador	Condensador ABBE NA 1.25, diafragma iris	✓
Fuente Iluminación	Lámpara halógena 6V/20W de intensidad de luz variable. 2 Lámparas halógenas OSRAM, de repuesto, incluidas	✓
Req. Eléctrico	220V / 50Hz	✓