

**Microscopio Binocular
Biológico
Código: PD300
Marca: Alltion**

El Microscopio Binocular Biológico de la Serie PD300 fue diseñado bajo el clásico estilo Europeo y patentado en Alemania. Sin descuidar la excelente calidad de imagen, fue ideado como un equipo moderno. Diseñado para reducir la fatiga visual. Todas las partes ópticas fueron diseñadas bajo multicapas de avanzada tecnología: antideslumbrante, antihongos y corrección del color.

- Certificación de Calidad ISO 9001 impresa en el estativo.
- Garantía 1 año
- Servicio Técnico Permanente



| Equipamiento | | Modelo PD300 |
|---------------------------------|--|--------------|
| Cabezal | Cabezal binocular inclinado a 45° | ✓ |
| | Rotable en 360° | ✓ |
| Objetivos Acromáticos | 4X/0.1, 10X/0.25, 40XR/0.65 | ✓ |
| | 100XR(Oil)/1.25 (S) | ✓ |
| Ocular (Dos juegos de Oculares) | WF 10X | ✓ |
| | WF 16X | ✓ |
| Cabezal | Binocular Ajuste interpupilar 52mm-75mm, tipo Siedentopf Corrección de dioptría +/- 5 (Ambos oculares) | ✓ |
| Filtros | Incluye 3 filtros (Azul, Amarillo y Verde) | ✓ |
| Revolver | Cuádruple | ✓ |
| Platina | Platina + Carro desplazable 142mm×132mm/55mm×75mm | ✓ |
| Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial Extra-Large, con seguro de ajuste macrométrico | ✓ |
| Condensador | Condensador ABBE NA 1.25 con diafragma variable y filtro de luz: NA=1.25 | ✓ |
| Fuente Iluminación | Lámpara halógena 6V/20W intensidad de luz variable. 2 Lámparas halógenas OSRAM, de repuesto, incluidas | ✓ |
| Funda | Incluye funda antipolvo | ✓ |
| Req. Eléctrico | 220V / 50Hz | ✓ |