


**Microscopio Binocular
Biológico Fluorescencia
Código: PD300PL-E
Marca: Alltion**



Equipamiento		Modelo PD300PL-E
Cabezal	Cabezal binocular inclinado a 45°	✓
	Rotable en 360°	✓
Objetivos Planacromáticos	4X/0.1, 10X/0.25, 40XR/0.65	✓
	100XR(Oil)/1.25 (S)	✓
Oculares (Dos juegos de Oculares)	WF 10X	✓
	WF 16X	✓
Cabezal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Binocular, ajuste interpupilar 52mm-75mm, tipo Siedentopf ▪ Corrección de dioptría +/- 5 (Ambos oculares) ▪ Incluye KIT de Fluorescencia (Filtros B, E y G) 	✓
Filtros	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluye 3 filtros (Azul, Amarillo y Verde) ▪ Visor protector para Luz Ultravioleta 	✓
Revolver	Cuádruple	✓
Platina	Platina + Carro desplazable 142mm×132mm/55mm×75mm	✓
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial Extra-Large, con ajuste de torque	✓
Condensador	Condensador ABBE con diafragma variable y filtro de luz: NA=1.25	✓
Fuente Iluminación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lámpara halógena 6V/20W de intensidad de luz variable. ▪ 2 Lámparas halógenas OSRAM de repuesto. ▪ Incluye Fuente de Poder para Lámpara de Mercurio 100W y 1 lámpara de mercurio de repuesto. 	✓
Funda	Incluye funda antipolvo	✓
Requerimiento Eléctrico	220V / 50Hz	✓